

Кроличье Моноклональное Антитело Против Rad51 Для Вестерн-Блоттинга, Ифа, ChIP - Q06609

Артикул: CM0009998



введение

Это кроличье моноклональное антитело нацелено на белок репарации ДНК RAD51 гомолог 1. Валидировано для применения в Вестерн-блоттинге, ИФА и ChIP, реагирует с образцами человека, мыши и крысы, что делает его пригодным для онкологических исследований и исследований репарации ДНК.

[Узнать больше](#)

Параметр	Значение
Название продукта	Кроличье моноклональное антитело к Rad51
Примечания/Альтернативные названия	RECA; BRCC5; FANCR; MRMV2; HRAD51; RAD51A; HsRad51; HsT16930; Rad51
Вид	Человек
GeneID (Человек)	5888
GeneID	5888
Иммуноген	Синтетический пептид Синтетический пептид, соответствующий последовательности в пределах 1-100 аминокислот белка Rad51 человека (Q06609).
Источник	Кролик
Категория	Моноклональные антитела
Применение	Вестерн-блоттинг, ИФА, ChIP
Перекрестная реактивность	Человек, Мышь, Крыса
SWISS	Q06609
Молекулярная масса белка	37 кДа
Условия доставки	В сумке со льдом