

Кроличье Моноклональное Антитело Против Rad51 Для Вестерн-Блоттинга, Иммуногистохимии На Парафиновых Срезах, Иммунофлуоресценции/Иммуноцитохимии, Иммунопреципитации, Elisa - Q06609

Артикул: CM0008452



введение

Высококачественное кроличье моноклональное антитело, нацеленное на человеческий RAD51, валидированное для вестерн-блоттинга, иммуногистохимии на парафиновых срезах, иммунофлуоресценции/иммуноцитохимии, иммунопреципитации и ELISA. Перекрестно реагирует с мышинным и крысиным белком. Идеально для исследований репарации ДНК, гомологичной рекомбинации и онкологии.

[Узнать больше](#)

Параметр	Значение
Название продукта	Кроличье mAb против RAD51
Примечания/Альтернативные названия	RECA; BRCC5; FANCR; MRMV2; HRAD51; RAD51A; HsRad51; HsT16930
Вид	Человек
ID гена	5888
Иммуноген	Рекомбинантный фьюжн-белок, содержащий последовательность, соответствующую аминокислотам 1-339 человеческого Rad51 (NP_002866.2)
Источник	Кролик
Категория	Моноклональные антитела
Применение	Вестерн-блоттинг, иммуногистохимия на парафиновых срезах, иммунофлуоресценция/иммуноцитохимия, иммунопреципитация, ELISA
Перекрестная реактивность	Человек, Мышь, Крыса
SWISS	Q06609
Молекулярная масса белка	37 кДа
Условия доставки	В пакете со льдом