

Кроличье Поликлональное Антитело Против Rad51 Для Вестерн-Блоттинга, Игх-Парафиновых Срезов, Ифа - Q06609

Артикул: CM0028453



введение

Кроличье поликлональное антитело против человеческого белка репарации ДНК RAD51 (UniProt Q06609). Валидировано для Вестерн-блоттинга, ИГХ-парафиновых срезов и ИФА. Перекрестно реагирует с белками человека, мыши и крысы. Идеально для изучения гомологичной рекомбинации и механизмов репарации ДНК.

[Узнать больше](#)

Параметр	Значение
Название продукта	Rad51 Кроличье pAb
Примечания/Альтернативные названия	RECA; BRCC5; FANCR; MRMV2; HRAD51; RAD51A; HsRad51; HsT16930; Rad51
Вид	Человек
ID гена (Человек)	5888
ID гена	5888
Иммуноген	Рекомбинантный слитый белок, содержащий последовательность, соответствующую аминокислотам 1-339 человеческого Rad51 (NP_002866.2)
Источник	Кролик
Категория	Поликлональные антитела
Применение	Вестерн-блоттинг (WB), ИГХ-парафиновые срезы (IHC-P), ИФА (ELISA)
Перекрестная реактивность	Человек, Мышь, Крыса
SWISS	Q06609
Молекулярная масса белка	37 кДа
Условия доставки	В пакете со льдом