

Поликлональное Антитело Anti-Rad51C Для If/Icc И Elisa - 043502

Артикул: CM0016317



введение

Кроличье pAb к RAD51C — это поликлональное антитело для IF/ICC и ELISA, нацеленное на человеческий RAD51C. Получено из кролика, идеально подходит для исследования репарации ДНК, гомологичной рекомбинации и связанных путей.

[Узнать больше](#)

Параметр	Значение
Название продукта	Кроличье pAb к RAD51C
Примечания/Альтернативные названия	FANCO; R51H3; BROVCA3; RAD51L2; RAD51C
Вид	Человек
ID гена	5889
Иммуноген	Рекомбинантный фьюжн-белок, содержащий последовательность, соответствующую аминокислотам 1-135 человеческого RAD51C (NP_002867.1)
Источник	Кролик
Категория	Поликлональные антитела
Применение	IF/ICC, ELISA
Перекрестная реактивность	Человек
SWISS	043502
Молекулярная масса белка	42 кДа
Доставка	В пакете со льдом