

Анти-Rad51C Кроличья Поликлональная Антитело Для Вестерн-Блоттинга (Wb), Ифа (Elisa) - O43502

Артикул: CM0029197



введение

Кроличья поликлональная антитело, направленная против человеческого RAD51C, валидированная для Вестерн-блоттинга (WB) и ИФА (ELISA). Обнаруживает белок ~42 кДа, перекрестно реагирует с человеческими и мышиными образцами. Идеально подходит для исследований репарации ДНК и рекомбинации.

[Узнать больше](#)

Параметр	Значение
Название продукта	RAD51C кроличья pAb
Примечания/Псевдоним	FANCO; R51H3; BROVCA3; RAD51L2; RAD51C
Вид	Человек
ID гена (Человек)	5889
ID гена	5889
Иммуноген	Рекомбинантный белок слияния, содержащий последовательность, соответствующую аминокислотам 1-135 человеческого RAD51C (NP_002867.1).
Источник	Кролик
Категория	Поликлональные антитела
Применение	WB, ELISA
Перекрестная реактивность	Человек, Мышь
SWISS	O43502
Молекулярный вес белка	42kDa
Доставка	В ледяном пакете