

Антитела Кролика Против Rad51D (Поликлональные) Для Вестерн-Блоттинга, Ифа - 075771

Артикул: CM0030176



введение

Поликлональные антитела кролика против Rad51D для применения в вестерн-блоттинге и ИФА. Валидированы на образцах человека; нацелены на белок репарации ДНК гомолог RAD51 4, участвующий в гомологичной рекомбинационной репарации.

[Узнать больше](#)

Параметр	Значение
Название продукта	Rad51D кролик pAb
Примечания/Псевдоним	TRAD; R51H3; BROVCA4; RAD51L3; Rad51D
Вид	Человек
ID гена (Человек)	5892
Иммуноген	Рекомбинантный белок слияния, содержащий последовательность, соответствующую аминокислотам 1-328 человеческого Rad51D (NP_002869.3)
Источник	Кролик
Категория	Поликлональные антитела
Применение	WB, ELISA
Перекрестная реактивность	Человек
SWISS	075771
Молекулярный вес белка	35кДа
Доставка	Сумка со льдом