


Поликлональные Антитела К Rad52 Для Wb, Elisa - P43351

Артикул: CM0027761



введение

Кроличы поликлональные антитела к RAD52 человека, подходящие для вестерн-блоттинга и ELISA. Распознают RAD52 человека, мыши и крысы. Идеально подходят для исследований репарации ДНК и рекомбинации.

[Узнать больше](#)

Параметр	Характеристика
Название продукта	Кроличы поликлональные антитела к Rad52
Примечания/Синонимы	RAD52; Rad52
Вид	Человек
ID гена (человек)	5893
Иммуноген	Рекомбинантный слитый белок, содержащий последовательность, соответствующую аминокислотам 125-418 Rad52 человека (NP_602296.2)
Источник	Кролик
Категория	Поликлональные антитела
Применение	WB, ELISA
Перекрестная реактивность	Человек, мышь, крыса
SWISS	P43351
Молекулярная масса белка	46 кДа
Транспортировка	Ледяной пакет