

## Поликлональное Антитело Против Rad54B Для Вестерн-Блоттинга, Иммунопреципитации, Elisa - Q9Y620

Артикул: CM0022852

### введение

Кроличье поликлональное антитело, нацеленное на человеческий RAD54B (103 кДа, SWISS: Q9Y620) для применения в Вестерн-блоттинге, иммунопреципитации и ELISA. Перекрестно реагирует с мышинным белком. Идеально для исследований репарации ДНК и гомологичной рекомбинации.

[Узнать больше](#)

| Параметр                           | Значение                                                                                                                            |
|------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Название продукта                  | RAD54B Кроличье pAb                                                                                                                 |
| Примечания/Альтернативные названия | RDH54; RAD54B                                                                                                                       |
| Вид                                | Человек                                                                                                                             |
| ID гена (Человек)                  | 25788                                                                                                                               |
| Иммуноген                          | Рекомбинантный фьюжн-белок, содержащий последовательность, соответствующую аминокислотам 781-910 человеческого RAD54B (NP_036547.1) |
| Источник                           | Кролик                                                                                                                              |
| Категория                          | Поликлональные антитела                                                                                                             |
| Применение                         | Вестерн-блоттинг (WB), иммунопреципитация (IP), ELISA                                                                               |
| Перекрестная реактивность          | Человек, Мышь                                                                                                                       |
| SWISS                              | Q9Y620                                                                                                                              |
| Молекулярная масса белка           | 103 кДа                                                                                                                             |
| Условия доставки                   | В пакете со льдом                                                                                                                   |