

Кроличыи Поликлональные Антитела К Rad54L2 Для Ihc-P, If/Icc, Elisa — Q9Y4B4

Артикул: CM0017143

введение

Кроличыи поликлональные антитела к человеческому RAD54L2 (ARIP4), валидированные для IHC-P, IF/ICC, ELISA. Реагируют с RAD54L2 человека и крысы — хеликазой, участвующей в транскрипции андрогенного рецептора. Подходит для исследований в области онкологии.

[Узнать больше](#)

Параметр	Значение
Название продукта	RAD54L2 кроличьи pAb
Примечания/алиасы	ARIP4; HSPC325; SRISNF2L; RAD54L2
Вид	Человек
ID гена (человек)	23132
ID гена	23132
Иммуноген	Рекомбинантный слитый белок, содержащий последовательность аминокислот 1178-1467 человеческого RAD54L2 (NP_055921.2)
Источник	Кролик
Категория	Поликлональные антитела
Применение	IHC-P, IF/ICC, ELISA
Перекрестная реактивность	Человек, крыса
SWISS	Q9Y4B4
Молекулярная масса белка	163 кДа
Доставка	С холодильным элементом