


Поликлональные Антитела Против Rad9A Для Вестерн-Блоттинга, Игх (Ihc-P), Ифа - Q99638

Артикул: CM0021218



введение

Кроличьи поликлональные антитела против человеческого RAD9A, валидированные для Вестерн-блоттинга, ИГХ (IHC-P) и ИФА. Реагируют с человеческим и крысиным белком. Подходят для исследований репарации ДНК и контрольных точек клеточного цикла. SWISS: Q99638.

[Узнать больше](#)

Параметр	Значение
Название продукта	RAD9A кроличьи pAb
Примечания/Псевдоним	RAD9; RAD9A
Вид	Человек
GeneID (человек)	5883
GeneID	5883
Иммуноген	Рекомбинантный белок слияния, содержащий последовательность, соответствующую аминокислотам 162-391 человеческого RAD9A (NP_004575.1).
Источник	Кролик
Категория	Поликлональные антитела
Применение	Вестерн-блоттинг, ИГХ (IHC-P), ИФА
Перекрестная реактивность	Человек, Крыса
SWISS	Q99638
Молекулярная масса белка	43 кДа
Доставка	В ледяном пакете