

Поликлональное Антитело Против Радиксина Для Вб И Ифа - P35241

Артикул: CM0018173



введение

Высококачественное поликлональное антитело кролика против радиксина для применения в Вестерн-блоттинге и ИФА. Обнаруживает радиксин человека, мыши и крысы. Идеально подходит для исследования динамики актинового цитоскелета и взаимодействия мембраны с цитоскелетом.

[Узнать больше](#)

Параметр	Значение
Название продукта	Поликлональное антитело кролика к радиксину
Примечания/алиасы	DFNB24; Radixin
Вид	Человек
ID гена (человек)	5962
ID гена	5962
Иммуноген	Рекомбинантный сливающий белок, содержащий последовательность аминокислот 1-200 радиксина человека (NP_002897.1)
Источник	Кролик
Категория	Поликлональные антитела
Применение	ВБ, ИФА
Перекрестная реактивность	Человек, мышь, крыса
SWISS	P35241
Молекулярная масса белка	69 кДа
Доставка	С использованием хладагента