

Кроличыи Моноклональные Антитела Против Радиксина Для Вестерн-Блоттинга (Wb) И Ифа (Elisa) - P35241

Артикул: CM0002421



введение

Кроличыи моноклональные антитела против Радиксина, нацеленные на белок 69 кДа, валидированные для WB и ELISA; перекрестная реакция с человеческими, мышинными и крысиными образцами; для изучения связи актина с мембраной и глухоты.

[Узнать больше](#)

Параметр	Значение
Название продукта	Кроличыи МАб против Радиксина
Примечания/Псевдоним	DFNB24; Радиксин
Вид	Человек
ID гена (Человек)	5962
ID гена	5962
Иммуноген	Синтетический пептид (аминокислоты 350-450 человеческого Радиксина)
Источник	Кролик
Категория	Моноклональные антитела
Применение	WB, ELISA
Перекрестная реактивность	Человек, Мышь, Крыса
SWISS	P35241
Молекулярный вес белка	69 кДа
Доставка	Сумка со льдом