


Поликлональное Антитело Кролика Anti-Rae1 Для Вестерн-Блоттинга, Ифа - P78406

Артикул: CM0030966



введение

Поликлональное антитело кролика Anti-RAE1, нацеленное на человеческий белок RAE1 (фактор экспорта мРНК). Валидировано для Вестерн-блоттинга и ИФА; перекрестно реагирует с белками мыши и крысы. Иммуноген - рекомбинантный белок (аминокислоты 1-368). Молекулярная масса 41 кДа. Идеально для исследований нуклеоцитоплазматического транспорта и митоза.

[Узнать больше](#)

Параметр	Значение
Название продукта	Поликлональное антитело кролика к RAE1 (RAE1 Rabbit pAb)
Примечания / Альтернативные названия	Gle2, MIG14, MRNP41, Mnrp41, dj481F12.3, dj800J21.1, RAE1
Вид	Человек
ID гена (Человек)	8480
ID гена	8480
Иммуноген	Рекомбинантный фузионный белок, содержащий последовательность, соответствующую аминокислотам 1-368 человеческого белка RAE1 (NP_003601.1)
Источник	Кролик
Категория	Поликлональные антитела
Применение	Вестерн-блоттинг (WB), ИФА
Перекрестная реактивность	Человек, Мышь, Крыса
SWISS	P78406
Молекулярная масса белка	41 кДа
Условия доставки	В пакете со льдом