

Кроличье Моноклональное Антитело Против Raf1 Для Вестерн-Блоттинга, Elisa - P04049

Артикул: CM0003525



введение

Высококачественное кроличье моноклональное антитело против Raf1, валидированное для Вестерн-блоттинга и ELISA, с перекрестной реактивностью к белкам человека, мыши и крысы. Идеально для изучения опосредованных Raf1 сигнальных путей MAPK и регуляции клеточной судьбы.

[Узнать больше](#)

Параметр	Значение
Название продукта	Raf1 Кроличье mAb
Примечания/Альтернативные названия	NS5; CRAF; Raf-1; c-Raf; CMD1NN; Raf1
Вид	Человек
GeneID	5894
Иммуноген	Синтетический пептид, соответствующий аминокислотам 1-100 белка Raf1 человека (P04049)
Источник	Кролик
Категория	Моноклональные антитела
Применение	Вестерн-блоттинг (WB), ELISA
Перекрестная реактивность	Человек, Мышь, Крыса
SWISS	P04049
Молекулярная масса белка	73 кДа
Условия доставки	В пакете со льдом