

Анти-Raf1 Поликлональные Кроличьи Антитела Для Wb, Ihc-P, If/Icc, Elisa - P04049

Артикул: CM0017058



введение

Поликлональные кроличьи антитела против человеческого Raf1 (c-Raf). Валидированы для WB, IHC-P, IF/ICC и ELISA. Реагируют с человеческими, мышиными и крысиными образцами. Raf1 — ключевая киназа в пути MAPK/ERK, критически важная для исследования клеточной пролиферации и рака.

[Узнать больше](#)

Параметр	Значение
Название продукта	Raf1 кроличьи pAb
Примечания/Псевдоним	NS5; CRAF; Raf-1; c-Raf; CMD1NN; Raf1
Вид	Человек
GeneID (Человек)	5894
GeneID	5894
Имуноген	Рекомбинантный белок-слияние, содержащий последовательность, соответствующую аминокислотам 190-350 человеческого Raf1 (NP_002871.1)
Источник	Кролик
Категория	Поликлональные антитела
Применение	WB, IHC-P, IF/ICC, ELISA
Перекрестная реактивность	Человек, Мышь, Крыса
SWISS	P04049
Молекулярный вес белка	73кДа
Доставка	Сумка со льдом