

Кроличья Поликлональная Антитело Anti-Rag1 Для Вестерн-Блоттинга (Wb) И Ифа (Elisa) - P15918

Артикул: CM0013951

введение

Это кроличье поликлональное антитело направлено против человеческого белка RAG1 (белок 1, активирующий V(D)J-рекомбинацию, также известный как RNF74). Валидировано для Вестерн-блоттинга и ИФА, проявляет перекрестную реакцию с мышью и обнаруживает белок с молекулярной массой ~119 кДа. Идеально подходит для исследований развития лимфоцитов, иммунодефицитных расстройств и механизмов V(D)J-рекомбинации.

[Узнать больше](#)

Параметр	Значение
Название продукта	RAG1 Rabbit pAb
Примечания/Псевдоним	RAG-1; RNF74; RAG1
Вид	Человек
ID гена (Человек)	5896
ID гена	5896
Иммуноген	Рекомбинантный белок слияния, содержащий последовательность, соответствующую аминокислотам 1-270 человеческого RAG1 (NP_000439.1).
Источник	Кролик
Категория	Поликлональные антитела
Применение	WB, ELISA
Перекрестная реактивность	Мышь
SWISS	P15918
Молекулярный вес белка	119kDa
Доставка	Сумка-холодозащитный элемент