


Кроличья Поликлональная Антитело К Rag2 Для Wb, Elisa — P55895

Артикул: CM0016671



введение

Кроличья поликлональная антитело, нацеленная на человеческий RAG2 — ключевой белок рекомбинации V(D)J. Валидирована для Вестерн-блоттинга (WB) и ИФА (ELISA), обладает перекрестной реактивностью с мышиным белком. Идеально подходит для исследований развития лимфоцитов.

[Узнать больше](#)

Параметр	Значение
Название продукта	RAG2 кроличья поликлональная антитело
Примечания/алиасы	RAG-2; RAG2
Вид	Человек
GeneID	5897
Иммуноген	Рекомбинантный сливающийся белок, содержащий последовательность, соответствующую аминокислотам 258-527 человеческого RAG2 (NP_001230715.1)
Источник	Кролик
Категория	Поликлональные антитела
Применение	WB, ELISA
Перекрестная реактивность	Мышь
SWISS	P55895
Молекулярная масса белка	59 кДа
Доставка	Холодильный пакет