

Поликлональное Антитело Anti-Rai14 Rabbit Для Wb И Elisa — Q9P0K7

Артикул: CM0017053

введение

Поликлональное кроличье антитело, нацеленное на анкикорбин человека (RAI14). Подходит для вестерн-блоттинга и ELISA, с перекрёстной реактивностью к мыши и крысе. Идеально для исследований в области репродуктивной биологии и регуляции актина.

[Узнать больше](#)

Параметр	Значение
Название продукта	RAI14 Rabbit pAb
Примечания/синонимы	RAI13, NORPEG, RAI14
Вид	Человек
GeneID	26064
Иммуноген	Рекомбинантный слитый белок, содержащий последовательность, соответствующую аминокислотам 300-600 RAI14 человека (NP_056392.2)
Источник	Кролик
Категория	Поликлональные антитела
Применение	WB, ELISA
Перекрёстная реактивность	Мышь, крыса
SWISS	Q9P0K7
Молекулярная масса белка	110 кДа
Условия транспортировки	Пакет со льдом