

Кроличья Поликлональная Антитело Против Anti-Raidd/Cradd Для Вестерн-Блоттинга (Wb), Ифа (Elisa) - P78560

Артикул: CM0015603



введение

Кроличья поликлональная антитело против человеческого RAIDD/CRADD, валидированное для WB и ELISA. Распознает человеческий и мышиный RAIDD, адаптерный белок апоптоза массой 23 кДа (SWISS P78560). Идеально подходит для изучения апоптоза и гибели клеток.

[Узнать больше](#)

Параметр	Детали
Название продукта	Кроличья pAb против RAIDD/CRADD
Примечания/Псевдоним	MRT34; RAIDD; RAIDD/CRADD
Вид	Человек
GeneID (Человек)	8738
GeneID	8738
Иммуноген	Рекомбинантный белок слияния, содержащий последовательность, соответствующую аминокислотам 1-199 человеческого RAIDD/CRADD (NP_003796.1).
Источник	Кролик
Категория	Поликлональные антитела
Применение	WB, ELISA
Перекрестная реактивность	Человек, Мышь
SWISS	P78560
Молекулярная масса белка	23kDa
Доставка	Сумка-холодоэлемент