


Поликлональные Кроличьи Антитела Против Rala Для Вестерн-Блоттинга И Ифа - P11233

Артикул: CM0017130



введение

Поликлональные кроличьи антитела против RALA, валидированные для Вестерн-блоттинга (WB) и ИФА (ELISA).

Обнаруживают человеческий, мышинный и крысиный RALA (24 кДа). Подходят для исследований сигналинга ГТФаз, миграции клеток и онкогенной трансформации.

[Узнать больше](#)

Параметр	Значение
Название продукта	RALA Rabbit pAb
Примечания/Псевдоним	RAL; HINCONS; RALA
Вид	Человек
GeneID (Человек)	5898
GeneID	5898
Иммуноген	Рекомбинантный белок-слияние, содержащий последовательность, соответствующую аминокислотам 1-206 человеческого RALA (NP_005393.2)
Источник	Кролик
Категория	Поликлональные антитела
Применение	WB, ELISA
Перекрестная реактивность	Человек, Мышь, Крыса
SWISS	P11233
Молекулярный вес белка	24kDa
Доставка	Сумка-холодильник