

Поликлональные Антитела Против Ralb Для Вестерн-Блоттинга И Ифа - P11234

Артикул: CM0030698



введение

Высококачественные кроличьи поликлональные антитела, направленные против человеческого RALB (белок Ral-B, родственник Ras). Валидированы для Вестерн-блоттинга и ИФА; перекрестная реакция с человеческими, мышиными и крысиными образцами. Идеально подходят для изучения сигнальных путей ГТФаз, экзоцитоза, апоптоза и миграции клеток.

[Узнать больше](#)

Параметр	Спецификация
Название продукта	RALB Rabbit pAb
Примечания/Псевдоним	RALB
Вид	Человек
GeneID (Человек)	5899
GeneID	5899
Иммуноген	Рекомбинантный белок слияния, содержащий последовательность, соответствующую аминокислотам 1-206 человеческого RALB (NP_002872.1)
Источник	Кролик
Категория	Поликлональные антитела
Применение	WB, ELISA
Перекрестная реактивность	Человек, Мышь, Крыса
SWISS	P11234
Молекулярный вес белка	23кДа
Доставка	Сумка-холодоэлемент