

Моноклональное Антитело К Ralbp1 Для Ihc-P, If/Icc, Elisa — Q15311

Артикул: CM0012432



введение

Высококачественное кроличье моноклональное антитело к человеческому RALBP1 (RLIP76), валидированное для IHC-P, IF/ICC и ELISA. Проявляет перекрестную реактивность с мышиными и крысиными белками. Идеально подходит для исследований сигналинга Ral и транспортных процессов.

[Узнать больше](#)

Параметр	Значение
Название продукта	RALBP1 Rabbit mAb
Примечания/Альтернативные названия	RIP1; RLIP1; RLIP76; RALBP1
Вид	Человек
ID гена (человек)	10928
ID гена	10928
Иммуноген	Синтетический пептид: синтетический пептид, соответствующий последовательности в области аминокислот 200-300 человеческого RALBP1 (Q15311).
Источник	Кролик
Категория	Моноклональные антитела
Применение	IHC-P, IF/ICC, ELISA
Перекрестная реактивность	Человек, Мышь, Крыса
SWISS	Q15311
Молекулярная масса белка	76 кДа
Доставка	Хладоэлемент