

Кроличья Поликлональная Антитело Против Ralbp1 (Валидировано На Нокаут) Для Вестерн-Блоттинга И Ифа - Q15311

Артикул: CM0015083



введение

Кроличья поликлональное антитело, направленное на белок 1, связывающий RalA (RALBP1), также известный как RLIP76. Валидировано для Вестерн-блоттинга и ИФА, с перекрестной реактивностью на человека и мышь. Идеально подходит для изучения сигнального пути Ral, эндоцитоза, деления митохондрий и механизмов лекарственной устойчивости.

[Узнать больше](#)

Параметр	Значение
Название продукта	[Валидировано на нокаут] RALBP1 кроличье pAb
Примечания/Псевдоним	RIP1, RLIP1, RLIP76, P1
Вид	Человек
ID гена (Человек)	10928
ID гена	10928
Иммуноген	Рекомбинантный белок слияния, содержащий последовательность, соответствующую аминокислотам 396-655 человеческого RALBP1 (NP_006779.1)
Источник	Кролик
Категория	Поликлональные антитела
Применение	WB, ELISA
Перекрестная реактивность	Человек, Мышь
SWISS	Q15311
Молекулярный вес белка	76кДа
Доставка	Сумка-холодозащитный элемент