

## Анти-Ralgds Кроличий Поликлональный Антитело Для Wb, Ihc-P, If/Icc, Elisa - Q12967

Артикул: CM0021833



### введение

Кроличий поликлональный антитело против человеческого RALGDS (RalGEF), валидированный для WB, IHC-P, IF/ICC и ELISA. Реагирует с человеческим, мышинным и крысиным белками. Идеально подходит для изучения сигнального пути Ras/Ral и бактериального клиренса.

[Узнать больше](#)

| Параметр                  | Значение                                                                                                                               |
|---------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Название продукта         | RALGDS кроличий pAb                                                                                                                    |
| Примечания/Псевдоним      | RGF, RGDS, RalGEF, RALGDS                                                                                                              |
| Вид                       | Человек                                                                                                                                |
| ID гена (Человек)         | 5900                                                                                                                                   |
| ID гена                   | 5900                                                                                                                                   |
| Иммуноген                 | Рекомбинантный белок-слияние, содержащий последовательность, соответствующую аминокислотам 771-902 человеческого RALGDS (NP_001258705) |
| Источник                  | Кролик                                                                                                                                 |
| Категория                 | Поликлональные антитела                                                                                                                |
| Применение                | WB, IHC-P, IF/ICC, ELISA                                                                                                               |
| Перекрестная реактивность | Человек, Мышь, Крыса                                                                                                                   |
| SWISS                     | Q12967                                                                                                                                 |
| Молекулярный вес белка    | 101кДа                                                                                                                                 |
| Доставка                  | Сумка со льдом                                                                                                                         |