

Кроличья Поликлональная Антитело К Ralgps1 Для Вб И Ифа - Q5Js13

Артикул: CM0013669



введение

Кроличья поликлональная антитело, нацеленная на человеческий RALGPS1 (RALGEF2), для вестерн-блоттинга и ИФА. Подходит для изучения сигналинга GTPазы RALA, цитоскелетной динамики и мембранного траффика. Обнаруживает белок размером 62 кДа.

[Узнать больше](#)

Параметр	Значение
Название продукта	RALGPS1 кроличья пА
Примечания/Альтернативные названия	RALGEF2; RALGPS1A; RALGPS1
Вид	Человек
ID гена (человек)	9649
ID гена	9649
Иммуноген	Рекомбинантный сливающийся белок, содержащий последовательность аминокислот 1-300 человеческого RALGPS1 (NP_055451.1)
Источник	Кролик
Категория	Поликлональные антитела
Применение	ВБ, ИФА
Перекрестная реактивность	Человек
SWISS	Q5JS13
Молекулярная масса белка	62 кДа
Доставка	Айс-пакет