


Поликлональные Антитела Кролика К RalY Для Вестерн-Блоттинга И Ифа - Q9Ukm9

Артикул: CM0013628



введение

RALY кроличьи pAb выявляют эндогенный белок RALY в образцах человека, мыши и крысы. Валидированы для Вестерн-блоттинга и ИФА. RALY — это РНК-связывающий белок, участвующий в биосинтезе холестерина и процессинге мРНК. UniProt Q9UKM9.

[Узнать больше](#)

Параметр	Значение
Название продукта	RALY кроличьи pAb
Примечания/Альтернативные названия	P542; HNRPCL2; RALY
Вид	Человек
GeneID (человек)	22913
GeneID	22913
Иммуноген	Рекомбинантный слитный белок, содержащий последовательность аминокислот 96–306 белка RALY человека (NP_057951.1)
Источник	Кролик
Категория	Поликлональные антитела
Применение	ВБ, ИФА
Перекрестная реактивность	Человек, Мышь, Крыса
SWISS	Q9UKM9
Молекулярная масса белка	32 кДа
Доставка	Айс-бокс