

Кроличьи Поликлональные Антитела К Ramp2 Для Wb, Ihc-P, Elisa - O60895

Артикул: CM0029250



введение

Кроличьи поликлональные антитела к RAMP2, валидированные для WB, IHC-P, ELISA. Обнаруживают человеческий, мышиный и крысиный RAMP2. Подходят для изучения рецепторных комплексов и локализации в тканях.

[Узнать больше](#)

Параметр	Значение
Название продукта	RAMP2 кролик rAb
Примечания/Псевдоним	RAMP2
Вид	Человек
GeneID (Человек)	10266
GeneID	10266
Иммуноген	Рекомбинантный белок Рекомбинантный слитый белок, содержащий последовательность, соответствующую аминокислотам 1-145 человеческого RAMP2 (NP_005845.2).
Источник	Кролик
Категория	Поликлональные антитела
Применение	WB, IHC-P, ELISA
Перекрестная реактивность	Человек, Мышь, Крыса
SWISS	O60895
Молекулярный вес белка	20кДа
Доставка	Сумка со льдом