


Моноклональное Антитело К Кролику Ran Для Вб, Ифа - P62826

Артикул: CM0009324



введение

Кроличье моноклональное антитело к Ran для методов Вестерн-блоттинга и ИФА. Обнаруживает Ran (24 кДа) у человека, мыши и крысы. Идеально подходит для изучения нуклеоцитоплазматического транспорта и митоза.

[Узнать больше](#)

Параметр	Значение
Название продукта	Кроличье мкА к Ran
Примечания/Алиасы	TC4; Gsp1; ARA24; Ran
Вид	Человек
GeneID (человек)	5901
GeneID	5901
Иммуноген	Синтетический пептид: синтетический пептид, соответствующий последовательности в области аминокислот 117-216 человеческого белка Ran (P62826).
Источник	Кролик
Категория	Моноклональные антитела
Применение	ВБ, ИФА
Перекрестная реактивность	Человек, Мышь, Крыса
SWISS	P62826
Молекулярная масса белка	24 кДа
Доставка	Сумка-холодильник с льдом