


Поликлональное Антитело Кролика Против Ran Для Вестерн-Блоттинга, Иммунофлуоресценции/Иммуноцитохимии, Elisa - P62826

Артикул: CM0014931



введение

Поликлональное антитело кролика, нацеленное на человеческий белок Ran (GTP-связывающий ядерный белок), валидировано для вестерн-блоттинга, иммунофлуоресценции/иммуноцитохимии, ELISA. Перекрестно реагирует с белками человека, мыши, крысы. Идеально для изучения ядерно-цитоплазматического транспорта и митоза.

[Узнать больше](#)

Параметр	Значение
Название продукта	Поликлональное антитело кролика против Ran
Примечания/Альтернативные названия	TC4; Gsp1; ARA24; Ran
Вид	Человек
GeneID (Человек)	5901
GeneID	5901
Иммуноген	Рекомбинантный белок Рекомбинантный химерный белок, содержащий последовательность, соответствующую аминокислотам 1-216 человеческого белка Ran (NP_006316.1).
Источник	Кролик
Категория	Поликлональные антитела
Применение	Вестерн-блоттинг, иммунофлуоресценция/иммуноцитохимия, ELISA
Перекрестная реактивность	Человек, Мышь, Крыса
SWISS	P62826
Молекулярная масса белка	24 кДа
Условия доставки	В пакете со льдом