

Поликлональные Антитела Против Ranbp1 Для Вб, Ифа - P43487

Артикул: CM0020546



введение

Кроличьи поликлональные антитела, нацеленные на человеческий RANBP1 (RanBP1/HTF9A) для Вестерн-блота и ИФА. Валидированы для человека, мыши и крысы. Идеально подходят для исследований нуклеоцитоплазматического транспорта и митоза.

[Узнать больше](#)

Параметр	Значение
Название продукта	RANBP1 кроличьи поликлональные антитела
Примечания/Алиасы	HTF9A; RANBP1
Вид	Человек
GeneID (человек)	5902
GeneID	5902
Иммуноген	Синтетический пептид: синтетический пептид, соответствующий последовательности в пределах аминокислот 1-100 человеческого RANBP1 (NP_002873.1)
Источник	Кролик
Категория	Поликлональные антитела
Применение	ВБ, ИФА
Перекрестная реактивность	Человек, мышь, крыса
SWISS	P43487
Молекулярная масса белка	23 кДа
Доставка	Холодильный пакет