

Поликлональное Кроличье Антитело Anti-Ranbp10 Для Wb И Elisa — Q6Vn20

Артикул: CM0019114

введение

Поликлональное кроличье антитело против человеческого RANBP10, валидированное для вестерн-блоттинга и ELISA. Перекрёстно реагирует с белками человека и мыши. Подходит для изучения функции E3-убиквитин-лигазы CTLH, сигнального пути GTPазы Ran и биологии тромбоцитов.

[Узнать больше](#)

Параметр	Значение
Название продукта	Кроличье поликлональное антитело к RANBP10
Примечания/синоним	RANBP10
Вид	Человек
GeneID (человек)	57610
GeneID	57610
Иммуноген	Рекомбинантный гибридный белок, содержащий последовательность, соответствующую аминокислотам 362-497 человеческого RANBP10 (NP_065901.1)
Источник	Кролик
Категория	Поликлональные антитела
Применение	WB, ELISA
Перекрёстная реактивность	Человек, мышь
SWISS	Q6VN20
Молекулярная масса белка	67 кДа
Условия транспортировки	Охлаждающий пакет