


Поликлональные Антитела Против Ranbp2 Для Вестерн-Блоттинга (Wb), Игх (Ihc-P), Ифа (Elisa) - P49792

Артикул: CM0023894



введение

Кроличьи поликлональные антитела, направленные против человеческого RANBP2 (NUP358), валидированные для WB, IHC-P, ELISA; перекрестная реакция с мышью и крысой. Идеально подходят для исследований ядерно-цитоплазматического транспорта и SUMOилирования.

[Узнать больше](#)

Параметр	Значение
Название продукта	RANBP2 кроличьи пАт (pAb)
Примечания/Псевдонимы	ANE1; TRP1; TRP2; ADANE; IIAE3; NUP358; RANBP2
Вид	Человек
ID гена (Человек)	5903
ID гена	5903
Иммуноген	Рекомбинантный белок (Рекомбинантный слитый белок, содержащий последовательность, соответствующую аминокислотам 2900-3050 человеческого RANBP2 (NP_006258.3))
Источник	Кролик
Категория	Поликлональные антитела
Применение	WB, IHC-P, ELISA
Перекрестная реактивность	Мышь, Крыса
SWISS	P49792
Молекулярная масса белка	358 кДа
Доставка	С ледяным пакетом