

Кроличье Моноклональное Антитело Против Ranbp9 Для Вестерн-Блоттинга, Игх-П, Ифа - Q96S59

Артикул: CM0003791



введение

Кроличье моноклональное антитело, нацеленное на человеческий белок RanBP9 (BPM-L/RanBPM). Валидировано для Вестерн-блоттинга, ИГХ-П, ИФА. Перекрестно реагирует с белками мыши и крысы. Подходит для исследований убиквитинирования, передачи сигналов и клеточной адгезии.

[Узнать больше](#)

Параметр	Значение
Название продукта	Кроличье моноклональное антитело к RanBP9
Примечания/Алиасы	BPM-L; BPM90; RANBPM; RanBP7; RanBP9
Вид	Человек
ID гена (Человек)	10048
ID гена	10048
Иммуноген	Синтетический пептид, соответствующий последовательности в пределах аминокислот 100-200 человеческого белка RanBP9 (Q96S59)
Источник	Кролик
Категория	Моноклональные антитела
Применение	Вестерн-блоттинг, ИГХ-П, ИФА
Перекрестная реактивность	Человек, Мышь, Крыса
SWISS	Q96S59
Молекулярная масса белка	78 кДа
Доставка	В сумке со льдом