

Кроличья Поликлональная Антитела Против Ranbp9 Для Вестерн-Блоттинга, Ифа - Q96S59

Артикул: CM0018394



введение

Высококачественные кроличьи поликлональные антитела, нацеленные на человеческий белок RanBP9 (RanBPM). Валидированы для Вестерн-блоттинга и ИФА, идеальны для изучения функции E3 убиквитин-лигазного комплекса CTLH, клеточной сигнализации и перестройки цитоскелета. Реагируют с образцами человека.

[Узнать больше](#)

Параметр	Значение
Название продукта	Кроличьи pAb против RanBP9
Примечания/Альтернативные названия	BPM-L; BPM90; RANBPM; RanBP7; RanBP9
Вид	Человек
ID гена (Человек)	10048
ID гена	10048
Иммуноген	Рекомбинантный фьюжн-белок, содержащий последовательность, соответствующую аминокислотам 480-605 человеческого белка RanBP9 (NP_005484.2).
Источник	Кролик
Категория	Поликлональные антитела
Применение	Вестерн-блоттинг (WB), ИФА
Перекрестная реактивность	Человек
SWISS	Q96S59
Молекулярная масса белка	78 кДа
Условия доставки	В пакете со льдом