

Моноклональное Антитело Anti-Rangap1 Для Wb, Ihc-P, If/Icc, Elisa — P46060

Артикул: CM0011379



введение

Рекомбинантное кроличье моноклональное антитело против человеческого RanGAP1 (P46060), валидированное для WB, IHC-P, IF/ICC и ELISA. Распознаёт белок мыши и крысы. Для исследований активации GTPазы Ran и ядерного транспорта.

[Узнать больше](#)

Параметр	Значение
Название продукта	Кроличье моноклональное антитело RanGAP1
Примечания/синонимы	SD; Fug1; RANGAP; RanGAP1
Вид	Человек
GeneID (человек)	5905
GeneID	5905
Иммуноген	Синтетический пептид — синтетический пептид, соответствующий последовательности в пределах аминокислот 1-100 человеческого RanGAP1 (P46060).
Источник	Кролик
Категория	Моноклональные антитела
Применение	WB, IHC-P, IF/ICC, ELISA
Перекрёстная реактивность	Человек, мышь, крыса
SWISS	P46060
Молекулярная масса белка	64 кДа
Условия транспортировки	Пакет со льдом