


Поликлональное Антитело Кролика Против Rankl Для Wb, If/Icc, Elisa - O14788

Артикул: CM0017713



введение

Высококачественное поликлональное антитело кролика, специфичное к человеческому RANKL (TNFSF11), валидированное для применения в WB, IF/ICC и ELISA. Реагирует перекрестно с мышиным и крысиным белком. Идеально подходит для исследований дифференцировки остеокластов и иммунного ответа - O14788

[Узнать больше](#)

Параметр	Спецификация
Название продукта	RANKL Rabbit pAb
Примечания/Синонимы	ODF; OPGL; sOdf; CD254; OPTB2; RANKL; TNLG6B; TRANCE; hRANKL2
Вид	Человек
GeneID (Человек)	8600
GeneID	8600
Иммуноген	Рекомбинантный белок[Рекомбинантный слитный белок, содержащий последовательность, соответствующую аминокислотам 78-317 человеческого RANKL (NP_003692.1).
Источник	Кролик
Категория	Поликлональные антитела
Применение	WB, IF/ICC, ELISA
Перекрестная реактивность	Человек, Мышь, Крыса
SWISS	O14788
Молекулярная масса белка	35 кДа
Доставка	Холодовой пакет