

Поликлональные Антитела Против Rap1A Для ВБ, Игг-Г, Ифа - P62834

Артикул: CM0016760



введение

Поликлональные кроличьи антитела против Rap1A, валидированные на нокаутных образцах, выявляют Rap1A человека, мыши и крысы в ВБ, ИГГ-Г, ИФА. Идеально подходят для исследований противодействия Ras, роста нейритов и сосудистой биологии.

[Узнать больше](#)

Параметр	Значение
Название продукта	[Валидированные нокаутом] Кроличьи поликлональные антитела против Rap1A
Примечания/алиасы	RAP1; C21KG; G-22K; KREV1; KREV-1; SMGP21; 1A
Вид	Человек
ID гена (человек)	5906
ID гена	5906
Иммуноген	Синтетический пептид, соответствующий последовательности аминокислот в области 39-138 человеческого Rap1A (NP_002875.1).
Источник	Кролик
Категория	Поликлональные антитела
Применение	ВБ, ИГГ-Г, ИФА
Перекрестная реактивность	Человек, Мышь, Крыса
SWISS	P62834
Молекулярная масса белка	21 кДа
Доставка	Холодильный пакет