

Моноклональное Антитело Anti-Rap1A + Rap1B Для Wb, If/Icc, Elisa — P61224 / P62834

Артикул: CM0012738



введение

Рекомбинантное кроличье моноклональное антитело, нацеленное на человеческие RAP1A и RAP1B, валидированное для вестерн-блоттинга, IF/ICC и ELISA. Идеально подходит для изучения полярности эндотелиальных клеток и формирования сосудистого просвета.

[Узнать больше](#)

Параметр	Значение
Название продукта	Кроличье мАб RAP1A + RAP1B
Примечания/псевдоним	K-REV, RAL1B, RAP1A + RAP1B
Вид	Человек
Идентификатор гена (человек)	5906 (RAP1A) / 5908 (RAP1B)
Иммуноген	Синтетический пептид, соответствующий последовательности в пределах аминокислот 70–150 человеческих RAP1A + RAP1B (P61224)
Источник	Кролик
Категория	Моноклональные антитела
Применение	WB, IF/ICC, ELISA
Перекрёстная реактивность	Человек, мышь, крыса
SWISS	P61224 / P62834
Молекулярная масса белка	21 кДа
Доставка	Хладоэлемент