

Поликлональные Антитела Против Rap1B Для Wb, If/Icc, Elisa - P61224

Артикул: CM0016868



введение

Кроличьи поликлональные антитела, направленные против человеческого Rap1B (P61224), для WB, Вестерн-блоттинга, IF/ICC, ELISA. Валидированы на образцах человека и мыши. Идеально подходят для исследований биологии эндотелиальных клеток и сигнальных путей GTPаз.

[Узнать больше](#)

Параметр	Спецификация
Название продукта	Rap1B кроличьи pAb
Примечания/Псевдоним	K-REV; RAL1B; Rap1B
Вид	Человек
ID гена (Человек)	5908
ID гена	5908
Иммуноген	Рекомбинантный белок слияния, содержащий последовательность, соответствующую аминокислотам 1-184 человеческого Rap1B (NP_056461.1).
Источник	Кролик
Категория	Поликлональные антитела
Применение	WB, IF/ICC, ELISA
Перекрестная реактивность	Человек, Мышь
SWISS	P61224
Молекулярный вес белка	21кДа
Доставка	Сумка со льдом