

Поликлональное Кроличье Антитело Anti-Rap1B Для Wb, If/Icc, Elisa — P61224

Артикул: CM0019954



введение

Поликлональное кроличье антитело, нацеленное на RAP1B (родственный Ras белок Rap-1b). Валидировано для WB, IF/ICC, ELISA; реагирует с белками человека, мыши и крысы. Идеально подходит для изучения полярности эндотелиальных клеток, сосудистой биологии и передачи сигналов с участием GTPase.

[Узнать больше](#)

Параметр	Значение
Название продукта	RAP1B Rabbit pAb
Примечания/синонимы	RAP1B; K-REV; RAL1B; родственный Ras белок Rap-1b
Вид	Человек
Идентификатор гена (человек)	5908
Иммуноген	Синтетический пептид, соответствующий последовательности в пределах аминокислот 81–181 человеческого RAP1B (NP_056461.1)
Источник	Кролик
Категория	Поликлональные антитела
Применение	WB, IF/ICC, ELISA
Перекрёстная реактивность	Человек, мышь, крыса
SWISS	P61224
Молекулярная масса белка	15 кДа/16 кДа/18 кДа/20 кДа
Условия транспортировки	Пакет со льдом