

Кроличье Моноклональное Антитело Против Rap1Gар Для Вестерн-Блоттинга, If/Icc, Elisa - P47736

Артикул: CM0010878



введение

Кроличье моноклональное антитело против Rap1GAP (P47736), ГТФаза-активирующий белок для Rap-1A, локализованный в мембране аппарата Гольджи. Применения: Вестерн-блоттинг, иммунофлуоресценция/иммуноцитохимия, ELISA. Перекрестная реактивность: человек, мышь, крыса. Идеально для изучения сигналинга Rap1 и внутриклеточного транспорта.

[Узнать больше](#)

Параметр	Спецификация
Название продукта	Моноклональное антитело к Rap1GAP, кроличье
Примечания/Альтернативные названия	RAPGAP; RAP1GA1; RAP1GAP1; RAP1GAPII; Rap1GAP
Вид	Человек
GeneID (Человек)	5909
GeneID	5909
Иммуноген	Синтетический пептид
Источник	Кролик
Категория	Моноклональные антитела
Применение	Вестерн-блоттинг, IF/ICC, ELISA
Перекрестная реактивность	Человек, мышь, крыса
SWISS	P47736
Молекулярная масса белка	73 кДа
Условия доставки	В пакете со льдом