


Поликлональные Антитела Против Anti-Rapgef1 (C3G/Grf2) Для Вестерн-Блоттинга (Wb), Иф/Ицх (If/Icc), Ифа (Elisa) - Q13905

Артикул: CM0022436



введение

Кроличьи поликлональные антитела против человеческого RAPGEF1/C3G (Q13905), валидированные для WB, IF/ICC, ELISA. Идеально подходят для изучения клеточной адгезии, активации RAS и роста нейритов в образцах человека, мыши и крысы.

[Узнать больше](#)

Параметр	Значение
Название продукта	RAPGEF1 Rabbit pAb
Примечания/Псевдоним	C3G; GRF2; RAPGEF1
Вид	Человек
GeneID (Человек)	2889
GeneID	2889
Иммуноген	Рекомбинантный белок слияния, содержащий последовательность, соответствующую аминокислотам 844-1095 человеческого RAPGEF1 (NP_941372.1)
Источник	Кролик
Категория	Поликлональные антитела
Применение	WB, IF/ICC, ELISA
Перекрестная реактивность	Человек, Мышь, Крыса
SWISS	Q13905
Молекулярный вес белка	121кДа
Доставка	В ледяном пакете