

Поликлональное Антитело Против Rapsn Для Wb, Ihc-P, Elisa - Q13702

Артикул: CM0028661

введение

Высококачественное кроличье поликлональное антитело против человеческого RAPSN, валидированное для вестерн-блоттинга, ИHC-P и ELISA. Обнаруживает эндогенные уровни RAPSN в образцах человека, мыши и крысы. Идеально подходит для исследований нервно-мышечных синапсов.

[Узнать больше](#)

Параметр	Значение
Название продукта	RAPSN кроличье поликлональное антитело
Примечания/алиасы	FADS; CMS11; CMS4C; FADS2; RAPSYN; RNF205; RAPSN
Вид	Человек
ID гена (человек)	5913
Иммуноген	Рекомбинантный сливающийся белок, содержащий последовательность аминокислот 1-353 человеческого RAPSN (NP_116034.2)
Источник	Кролик
Категория	Поликлональные антитела
Применение	WB, IHC-P, ELISA
Перекрестная реактивность	Человек, мышь, крыса
SWISS	Q13702
Молекулярная масса белка	46 кДа
Доставка	Холодовый пакет