

Поликлональные Кроличьи Антитела Против Raptor Для Wb, IHC-P, IF/ICC, Elisa — Q8N122

Артикул: CM0023567



введение

Кроличьи поликлональные антитела, нацеленные на Raptor (RPTOR) — ключевой компонент mTORC1. Валидированы для WB, IHC-P, IF/ICC, ELISA. Реагируют с человеческим, мышинным и крысиным белком. Подходят для исследований роста клеток, сигналинга питательных веществ и онкологии.

[Узнать больше](#)

Параметр	Значение
Название продукта	Raptor кроличьи pAb
Примечания/Псевдонимы	KOG1; Mip1; Raptor
Вид белка	Человек
ID гена (человек)	57521
ID гена	57521
Иммуноген	Рекомбинантный слитый белок, содержащий последовательность аминокислот 888-1013 человеческого RPTOR (NP_065812.1).
Источник	Кролик
Категория	Поликлональные антитела
Применение	WB, IHC-P, IF/ICC, ELISA
Перекрестная реактивность	Человек, Мышь, Крыса
SWISS	Q8N122
Молекулярная масса белка	149 кДа
Доставка	Холодовой пакет