


Кроличьи Моноклональные Антитела Против Rarα Для Вестерн-Блоттинга (Wb), Игх (Ihc-P), Ифа (Elisa) - P10276

Артикул: CM0003043



введение

Высококачественные кроличьи моноклональные антитела против RARα, валидированные для Вестерн-блоттинга (WB), ИГХ (IHC-P), ИФА (ELISA). Распознают RARα человека, мыши и крысы (51 кДа), ретиноидный рецептор, участвующий в регуляции генов. Идеально подходят для исследований и разработки диагностических средств.

[Узнать больше](#)

Параметр	Значение
Название продукта	RARα Rabbit mAb
Примечания/Псевдоним	RAR; NR1B1; RARalpha; RARα
Вид	Человек
GeneID (Человек)	5914
GeneID	5914
Иммуноген	Синтетический пептид Синтетический пептид, соответствующий последовательности в пределах аминокислот 1-100 человеческого RARα (P10276).
Источник	Кролик
Категория	Моноклональные антитела
Применение	WB, IHC-P, ELISA
Перекрестная реактивность	Человек, Мышь, Крыса
SWISS	P10276
Молекулярный вес белка	51kDa
Доставка	Сумка-холодоэлемент