


Поликлональное Кроличье Антитело Anti-Rar α Для Wb, If/Icc, Elisa - P10276

Артикул: CM0014517



введение

Поликлональное кроличье антитело anti-RAR α , валидированное для WB, IF/ICC и ELISA. Реагирует с белками человека, мыши и крысы. Нацелено на рецептор альфа ретиноевой кислоты (P10276) — ядерный рецептор, участвующий в транскрипции, развитии и воспалении. Подходит для исследований сигнальных путей и эпигенетики.

[Узнать больше](#)

Параметр	Значение
Название продукта	Кроличье pAb к RAR α
Примечания/синонимы	RAR; NR1B1; RARalpha; RAR α
Вид	Человек
Идентификатор гена (человек)	5914
Иммуноген	Рекомбинантный слитый белок, содержащий последовательность, соответствующую аминокислотам 1–457 человеческого RAR α (NP_001019980.1)
Источник	Кролик
Категория	Поликлональные антитела
Применение	WB, IF/ICC, ELISA
Перекрёстная реактивность	Человек, мышь, крыса
SWISS	P10276
Молекулярная масса белка	51 кДа
Условия транспортировки	Пакет со льдом