


Поликлональное Кроличье Антитело Против Rarg Для Вб, Ифа - P13631

Артикул: CM0030722



введение

Высококачественное поликлональное кроличье антитело против RARG, валидированное для Вестерн-блоттинга и ИФА. Распознает RARgamma человека, мыши и крысы. Идеально подходит для изучения сигналинга ретиноевой кислоты, регуляции генов и биологии развития.

[Узнать больше](#)

Параметр	Значение
Название продукта	RARG Rabbit pAb
Примечания/Алиасы	RARC; NR1B3; RARgamma; RARG
Вид	Человек
GeneID (человек)	5916
GeneID	5916
Иммуноген	Рекомбинантный белок Рекомбинантный слитный белок, содержащий последовательность аминокислот 168-199 RARG человека (NP_000957.1)
Источник	Кролик
Категория	Поликлональные антитела
Применение	ВБ, ИФА
Перекрестная реактивность	Человек, Мышь, Крыса
SWISS	P13631
Молекулярная масса белка	50 кДа
Доставка	Сумка-холодильник со льдом