

Кроличье Поликлональное Антитело Против Rarres2 Для Вестерн-Блоттинга, If/Icc, Elisa - Q99969

Артикул: CM0030954



введение

Кроличье поликлональное антитело, нацеленное на человеческий RARRES2 (хемерин/TIG2) для Вестерн-блоттинга, иммунофлуоресценции/иммуноцитохимии и ELISA. Перекрестно реагирует с мышинным белком. Подходит для исследований адипокинов в области метаболизма, воспаления и ожирения.

[Узнать больше](#)

Параметр	Значение
Название продукта	Кроличье поликлональное антитело к RARRES2
Примечания/Альтернативные названия	TIG2; HP10433; RARRES2
Вид	Человек
GeneID (Человек)	5919
GeneID	5919
Иммуноген	Рекомбинантный фьюжн-белок, содержащий последовательность, соответствующую аминокислотам 17-163 человеческого RARRES2 (NP_002880.1)
Источник	Кролик
Категория	Поликлональные антитела
Применение	Вестерн-блоттинг (WB), иммунофлуоресценция/иммуноцитохимия (IF/ICC), ELISA
Перекрестная реактивность	Человек, Мышь
SWISS	Q99969
Молекулярная масса белка	19 кДа
Условия доставки	В сумке со льдом