


Кроличье Моноклональное Антитело Против Rars Для Вестерн-Блоттинга, If-P, Ihc-P, Elisa - P54136

Артикул: CM0009724



введение

Кроличье моноклональное антитело против человеческого RARS (аргинил-тРНК-синтетаза), валидировано для Вестерн-блоттинга, IF-P, IHC-P, ELISA. Перекрестно реагирует с мышинным белком. Идеально для исследований синтеза белка и воспалительных цитокинов.

[Узнать больше](#)

Параметр	Значение
Название продукта	RARS Кроличье mAb
Примечания/Альтернативные названия	HLD9; RARS; ArgRS; DALRD1
Вид	Человек
ID гена (Человек)	5917
ID гена	5917
Иммуноген	Рекомбинантный фузионный белок, содержащий последовательность, соответствующую аминокислотам 1-300 человеческого RARS (NP_002878.2)
Источник	Кролик
Категория	Моноклональные антитела
Применение	Вестерн-блоттинг (WB), иммунофлуоресценция на препаратах (IF-P), иммуногистохимия на парафиновых срезах (IHC-P), ELISA
Перекрестная реактивность	Человек, Мышь
SWISS	P54136
Молекулярная масса белка	75 кДа
Условия доставки	В пакете со льдом