


Поликлональное Кроличье Антитело К Rars Для Вб, Игх-П, Иф/Мки, Ифа — P54136

Артикул: CM0031035



введение

Кроличье поликлональное антитело против человеческого RARS (ArgRS). Валидировано для применения в ВБ, ИГХ-П, ИФ/МКИ, ИФА, обладает перекрестной реактивностью с образцами человека, мыши и крысы. Идеально подходит для исследований синтеза белка и аминоксил-тРНК-синтетаз.

[Узнать больше](#)

Параметр	Значение
Название продукта	RARS кроличье пАт
Примечания/Альтернативные названия	HLD9; RARS; ArgRS; DALRD1
Вид	Человек
GeneID (человек)	5917
GeneID	5917
Иммуноген	Рекомбинантный слитый белок, содержащий последовательность аминокислот 1–300 человеческого RARS (NP_002878.2).
Источник	Кролик
Категория	Поликлональные антитела
Применение	ВБ, ИГХ-П, ИФ/МКИ, ИФА
Перекрестная реактивность	Человек, Мышь, Крыса
SWISS	P54136
Молекулярная масса белка	75 кДа
Доставка	Холодильный пакет